

# Overzicht van de ORTOPAD®-Producten

UITGAVE 2021 • BELGIË



# ORTOPAD®

Is gemaakt van heerlijk zacht non-woven, luchtdoorlatend materiaal, met een speciale, volledig ondoorzichtige binnenbekleding en een hypoallergene lijm die erg goed verdragen wordt door de huid.

Alle ondoorzichtige oogbedekkingen van ORTOPAD® zijn latexvrij en hypoallergeen.

## Algemene informatie:

Elke doos ORTOPAD® SOFT boys en SOFT girls, van ORTOPAD® boys, ORTOPAD® en ORTOPAD® happy bevatten

- 5 verschillende motieven
- instructies

## afmetingen van de ondoorzichtige oogbedekkingen van ORTOPAD®:

<b>Junior</b>	ong. 67 mm x 50 mm (tot 2 jaar)
<b>Medium</b>	ong. 76 mm x 54 mm (van 2 tot 5 jaar)
<b>Regular</b>	ong. 85 mm x 59 mm (vanaf 5 jaar)

## De voordelen in een oogopslag:

- Ergonomische vorm
- Neusopening voor beercomfort
- Centrale ondoorzichtige binnenbekleding
- Hypoallergene lijm



## ORTOPAD® SOFT BOYS



Ondoorzichtige oogbedekkingen voor jongens, unieke textuur, zacht non-woven materiaal, een ergonomisch neusopening, een ondoorzichtige binnenbekleding en een hypoallergene lijm.

ORTOPAD® SOFT boys

Junior	BS 50
Medium	BS 50
Regular	BS 50

BS = besteld aantal stuks



## ORTOPAD® SOFT GIRLS



Ondoorzichtige oogbedekkingen voor meisjes, unieke textuur, zacht non-woven materiaal, een ergonomisch neusopening, een ondoorzichtige binnenbekleding en een hypoallergene lijm.

ORTOPAD® SOFT girls

Junior	BS 50
Medium	BS 50
Regular	BS 50

BS = besteld aantal stuks



**Nieuwe Motiven!**



De nieuwe motieven op deze ondoorzichtige ORTOPAD® boys oogbedekkingen zijn speciaal ontworpen voor jongens. Vijf motieven, anatomische vorm, met neusopening, ondoorzichtige centrale binnenbekleding en lijm die goed verdragen wordt door de huid.



**ORTOPAD® boys**

Junior	BS 50
Medium	BS 50
Regular	BS 50

BS = besteld aantal stuks

**Nieuwe Motiven!**



De nieuwe motieven op deze ondoorzichtige ORTOPAD® girls oogbedekkingen zijn speciaal ontworpen voor meisjes. Vijf motieven, anatomische vorm, met neusopening, ondoorzichtige centrale binnenbekleding en lijm die goed verdragen wordt door de huid.



**ORTOPAD® girls**

Junior	BS 50
Medium	BS 50
Regular	BS 50

BS = besteld aantal stuks

**Nieuwe Motiven!**





Ondoorzichtige oogbedekkingen met verschillende nieuwe motieven voor jongens en meisjes. De anatomische vorm, de neusopeningen, de ondoorzichtige centrale binnenbekleding en een nieuw soort lijm garanderen optimaal comfort.



**ORTOPAD® happy**

Junior	BS 50
Medium	BS 50
Regular	BS 50

BS = besteld aantal stuks





# ORTOPAD®

Elke doos bevat kleurige figuurtjes om op de ondoorzichtige oogbedekkingen te kleven.



Witte ondoorzichtige ORTOPAD® oogbedekkingen voor orthoptische behandeling. ORTOPAD® is gemaakt van non-woven luchtdoorlatend materiaal dat erg aangenaam om dragen is. Erg zacht en geschikt voor elk gevoelig huidtype. Met ondoorzichtige binnenbekleding en lijm die goed verdragen wordt door de huid.



## ORTOPAD®

Junior	BS 50
Regular	BS 50

BS = besteld aantal stuks



# ORTOPAD® Skin

Elke doos bevat kleurige figuurtjes om op de ondoorzichtige oogbedekkingen te kleven.



Huidkleurige ondoorzichtige ORTOPAD® oogbedekkingen voor orthoptische behandeling. ORTOPAD® is gemaakt van non-woven luchtdoorlatend materiaal dat erg aangenaam om dragen is. Erg zacht en geschikt voor elk gevoelig huidtype. Met ondoorzichtige binnenbekleding en lijm die goed verdragen wordt door de huid.




## ORTOPAD® Skin


Junior	BS 50
Regular	BS 50

BS = besteld aantal stuks


## VOORSTELLING VAN DE REËLE AFMETINGEN VAN DE OMTREK VAN DE BEDEKKINGEN:



**J** Ong. 67 mm X 50 mm (tot 2 jaar)



**M** ong. 76 mm x 54 mm (van 2 tot 5 jaar)



**R** ong. 85 mm x 59 mm (vanaf 5 jaar)

### Eigenschappen

De hechtpleisters van het productgamma MASTER.AID® zijn voorzien van een latexvrije lijm zonder oplosmiddelen en zijn dus ook geschikt voor de gevoelige en de allergische huid. De lijm wordt aangebracht op het lapje met behulp van een transferlaagje. De lijm hecht zich bijzonder goed aan het verband en laat geen enkel spoor na op de huid.

### Gebruik

De lijm werkt het best wanneer u lichtjes drukt of wrijft op het verband bij het aanbrengen. Dankzij de niet-klevende gedeelten kunnen de wondpleisters van MASTER.AID® pijnloos worden verwijderd, ook wanneer ze al langere tijd gedragen werden.

### Milieubescherming

Het gebruik van smeltlijmen garandeert een proper productieproces. De bedekking belast het milieu niet met gevaarlijke oplosmiddelen en ook het werk van de productiemedewerkers verloopt in alle veiligheid. Het installeren van extractiedampkappen of systemen voor het behandelen van pollutanten is dan ook overbodig.



# Onze Motivatiepостers

Voor elk wat wils!



Motiveer uw jonge patiëntjes met behulp van onze gekleurde motivatieposters! Ze zijn gratis!

Elk lapje kan na het dragen op de poster worden gekleefd.

Dat wordt een grote kleurrijke affiche aan de muur van de kinderkamer!

ORTOPAD®

ORTOPAD®

NIEUW!  
Zachtere  
lijm

Info  
ORTOPAD®

## Kwaliteit

### Hypoallergene lijm

De lijm bevat geen oplosmiddelen, geen latex en geen derivaten van natuurlijk rubber.

### Ademend

Het hechtende laagje dat in streepvorm wordt toegepast laat de huid ademen en "verzegelt" haar niet.

### 100% ondoorzichtig

Ongewenste visuele stimuli worden vermeden.

### Gemakkelijk te verwijderen

De oogverbanden van ORTOPAD® blijven perfect zitten maar kunnen ook pijnloos worden verwijderd.



### Bamboevlies

Non-woven werd gebruikt voor alle de nieuwe motieven. Alle andere motieven zullen geleidelijk veranderen aan het nieuwe bamboevlies.


## Lijm

Wij hebben onze lijm verbeterd. Het oogverband van ORTOPAD® kan nu nog zachter worden verwijderd.



# TRUSETAL

E-Mail: [info@ORTOPAD.be](mailto:info@ORTOPAD.be)  
web: [www.ORTOPAD.be](http://www.ORTOPAD.be)



## GRATIS EN VRIJBLIJVEND BESTELLEN VAN STALEN: (Uitsluitend voor professionals)

### Gelieve aan te vinken:

- ORTOPAD SOFT GIRLS   
  ORTOPAD SOFT BOYS   
  ORTOPAD happy   
  ORTOPAD®  
 ORTOPAD® Skin   
  ORTOPAD boys   
  ORTOPAD girl  
 Motivatieposters (gratis):

### Gelieve in te vullen indien u per post of per fax bestelt (goed leesbaar alstublieft):

Naam: \_\_\_\_\_

Beroep: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

... En het te versturen via mail naar: **info@ortopad.be**

Of per fax naar:

**+49 52 07 99 16 88 28**

### Voor alle andere inlichtingen, gelieve u te wenden tot:

**TRUSETAL**   
VERBANDSTOFFWERK GMBH  
EYESFIRST® · ORTOPAD®

Tél: +49 5207 991688-33  
Fax: +49 05207 991688-28

E-Mail: [ortopad@tshs.eu](mailto:ortopad@tshs.eu)  
[eyesfirst@tshs.eu](mailto:eyesfirst@tshs.eu)

Internet: [www.tshs.eu](http://www.tshs.eu)  
[www.augenpflaster.com](http://www.augenpflaster.com)

# Wij staan u graag met raad en daad bij!

Wij helpen u graag persoonlijk verder met elke bijzondere vraag. Bel ons, stuur ons een fax of een e-mail met uw vragen of suggesties.

Bezoek ook onze webshop voor oogproducten:

**[www.eyesfirst.eu](http://www.eyesfirst.eu)**

Wij kijken uit naar uw bezoek!

## Onze merken:

**EYESFIRST®**

Onze diagnostische producten voor de oftalmologie en de orthoptie.  
e-mail: [eyesfirst@tshs.eu](mailto:eyesfirst@tshs.eu)

**ORTOPAD®**

Onze oogbedekkingen voor orthoptische zorgen.  
e-mail: [ortopad@tshs.eu](mailto:ortopad@tshs.eu)

**TRU-PACK®**

Onze gepersonaliseerde chirurgische kits  
e-mail: [trupack@tshs.eu](mailto:trupack@tshs.eu)

**TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH**

Konrad-Zuse-Strasse 15  
33758 Schloss Holte-Stukenbrock  
Duitsland

Tel: +49 5207 991688-33  
Fax: +49 05207 991688-28

E-Mail: [ortopad@tshs.eu](mailto:ortopad@tshs.eu)  
[eyesfirst@tshs.eu](mailto:eyesfirst@tshs.eu)

Internet: [www.tshs.eu](http://www.tshs.eu)  
[www.augenpflaster.com](http://www.augenpflaster.com)

**Webshop:**

**[www.eyesfirst.eu](http://www.eyesfirst.eu)**